

**Канюлі Автомікс рожеві 1:1 (Automix-Tips Pink 1:1)**
для О-Байт, Сілагум**ОПИС ВИРОБУ**

Канюлі Автомікс рожеві 1:1 призначені для змішування у пропорції 1:1. Складаються з корпусу для змішування, змішувальних елементів і круглої основи.

Підходить для наступних стоматологічних матеріалів:

- Сілагум Комфорт
- О-Байт
- О-Байт Скан

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Використовується з картриджами відповідних параметрів для змішування й нанесення двокомпонентних стоматологічних матеріалів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нестерильні.

Не підлягають стерилізації.

Одноразового використання.

Є контакт із заповненою речовиною.

Використання канюлі Автомікс

Установіть змішувальну канюлю у картридж Автомікс

1. Зніміть ковпачок картриджа або використану змішувальну канюлю, повернувши його/її на 90° проти годинникової стрілки. Потім викиньте ковпачок або використану канюлю.

2. Закріпіть нову змішувальну канюлю.

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на змішувальній канюлі збігаються з виїмками на картриджі.

3. Зафіксуйте змішувальну канюлю, повернувши її на 90° за годинниковою стрілкою.

Нанесіть матеріал.

► Якщо ви вперше використовуєте картридж, видавіть кількість матеріалу розміром із горошину та викиньте її.

► Натисніть на курок на диспенсері Автомікс, щоб матеріал змішався у змішувальній канюлі, та одразу після цього наносіть його.

Примітка. Після нанесення матеріалу залиште використану змішувальну канюлю на картриджі замість ковпачка.

Примітка. Щоб не утворювалися бульбашки, протягом усієї процедури кінчик змішувальної канюлі має бути зануреним у матеріал.

Основні запобіжні заходи

- Застосовується тільки в галузі стоматології!

- Зберігайте в недоступному для дітей місці!

ВМІСТ ПАКОВАННЯ

50 штук в упаковці

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
REF	Артикул
LOT	Номер партії
	Виробник
	Використати до
SN	Серійний номер
	Не використовувати повторно

**ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмБХ**

Елбгауштрассе 248,
22547 Гамбург, Німеччина

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Elbgaustraße 248, 22547,
Hamburg, Germany



Виготовлено в Швейцарії

Уповноважений представник в Україні:**ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"**

вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031

тел. +38-048-734-34-00

info@pharmaconsulting.com.ua

www.pharmaconsulting.com.ua

**Дата перегляду інструкції: 09/2024**